

RT-8000 型

验光机（彩屏）

使用手册



上海彦科仪器有限公司制造

注意

使用 **RT-8000** 型之前请仔细阅读本手册，务必读懂搞清使用方法后才能操作该仪器。

本手册以提供信息为目的，实际操作中可能会有未经说明而变动的情况。由于这种情况引起的或与之有关的直接或间接的损坏，本厂不负责任。

本仪器包装运输前必须按照第 6 页中：“3.安装与调试”项图示的方式紧固好底部后端的两对螺钉和前端的螺杆和螺母。

本产品为精密仪器，小心轻放！

本仪器符合国家计量检定规程“**JJG892-2005**《验光机》”的标准要求。

本仪器为眼镜店验光用的专用计量设备，任何扩大使用范围和使用功能的，均视为用户的个人行为，本公司不承担由此产生的责任。

目录

1. 拆封与检查	4
2. 仪器介绍	5
3. 安装与调试	11
4. 验光	13
5. 技术指标	15
6. 安全事项与仪器维护	16
7. 标准眼的安装	17
8. 安装打印纸	18
9. 功能菜单与设置	19
10. RS232 口的配接	21
11. 亮度、对比度调整	22

1. 拆箱与检查

拆箱

拆开验光机包装箱，拆除用于运输的包装材料。保存好包装箱与包装材料，以便日后需要重新包装验光机。

拆封步骤：

- 拉掉包装箱外部的胶带；
- 拿出塑料填充物；
- 取出装箱单。

检查包装箱内物品

包装箱内应包括如下内容：

- RT-8000 彩屏验光机 1 台
- RT-8000 彩屏使用手册 1 本
- 合格证 1 份（确认编号与仪器标牌相符）
- 保修卡 1 张（确认编号与仪器标牌相符）
- 打印纸 1 卷
- 保险管 2 只
- 防尘罩 1 个
- 目镜塞 1 个


2. 仪器介绍

RT-8000 彩屏验光机是一种对人眼睛进行客观式测量的精密仪器，它能够测量眼睛的屈光不正程度，包括球镜度、柱镜度和光轴以及瞳距，为眼睛诊治和配镜提供参考数据。测量的结果在屏幕上显示，也可按打印键把验光单打印出来，还可以把数据传送到（牛眼）电动综合验光机上（需配置 RS232 接口）。若牛眼有数据输出功能，可把牛眼检验的验光数据用本台仪器的打印机打印输出。

图 1. RT-8000 验光机外观功能简介图




图 2. 测量原理



眼睛通过调其曲光度来看清不同距离的物体，屈光不正的眼睛，有的近处看不清，有的远处看不清，需要配戴眼镜校正。

RT-8000 彩屏验光机，把一个标准图像投射到眼睛的视网膜上，通过分析视网膜上的图像，可以计算得到眼睛的近视、远视、散光和光轴的数值。



使八个光点**最亮最小**

使八个光点对准园环十字标


为了精确测量，需要对准眼睛的瞳孔，RT-8000 在瞳孔内产生由八个光点组成的同心环，便于对准瞳孔。前后移动手柄,使八个光点**最亮最小**。若光点对不圆会出现偏差。


若瞳孔比较小，标准图像难以进入眼睛，仪器不能正常测量。本仪器的最小测量瞳孔为 $\phi 2.5\text{mm}$ ，若瞳孔小于 $\phi 2.5\text{mm}$ ，可让被检测者在光线较暗的室内休息 10 分钟再验光测量，或降低环境亮度。环境照度要小于 150LUX。

图 3. 屏幕显示

A. 开机待测界面

开机后，显示屏上会出现如下图画面。







R 为待测右眼，L 为待测左眼。显示界面的对焦图标有 3 种，文字选择有中文和英文 2 种，可在菜单中设置。

B. 测量界面

每次测量完毕后，显示屏上会出现一行测量结果数据；RT-8000 型验光机只保留最后三次测量数据。S 球镜度, C 柱镜度, A 轴位



C. PD 测量界面



若需要精确 PD 测量，可待两只眼睛三次测量完成后，精确 PD 测量。

1. 左右移动手柄让十字标线对准眼瞳孔中心，按一下 PD 键；
2. 左右移动手柄让十字标线对准另一只眼瞳孔中心，再按一下 PD 键。

注：在测量过程中头部和眼睛不能动。

图.4 按键和手柄

RESET-复位键：使仪器回到初始状态。

PRINT-打印键：打印测量结果。

VD-顶点距键：选择被测量者焦点距类型。（注：顶点距为眼镜片后表面中心到角膜顶点的距离，亚洲人配眼镜，一般取 $VD=12\text{mm}$ ；欧美等高鼻梁人，一般取 $VD=13.75\text{mm}$ ；隐型眼镜，取 $VD=0\text{mm}$ 。）

PD-瞳距键：精确测量瞳距。（瞳距为人眼两瞳孔中心之间的距离）

CYL-散光符号转换键：按一下变正散光,再按一下变负散光。

测量按钮：开始一次测量(验光)。

注：**PD**、**PRINT** 和 **VD** 是多功能键，当按住 **PD** 键 3 秒钟不松开，会进入菜单设置界面，此时：**VD** 键光标上移，**PD** 键光标下移，**PRINT** 键确定。



图.5 眼底光环



VD 是多功能键，当按住 **VD** 键 3 秒钟不松开，显示眼底光环。若眼底光环不封闭或形状异常，则是没对好光。也可能是眼睛玻璃体混浊或是白内障。


3. 安装与调试

选择合适的安装位置

在您的工作场所找一个没有阳光直射的平坦地方放置自动升降台。在升降台上安放 RT-8000 验光机（或安装在综合验眼台上）。环境照度小于 150LUX。您可以在 +5℃ 到 +35℃ 之间使用验光机。相对湿度应在 80% 以下。

为避免损坏验光机，禁止 **A**：特别热或特别冷的地方；**B**：温度变化大的地方；**C**：有大量灰尘的地方；**D**：强干扰电磁设备附近；**C**：太亮的地方放置。

安装



- 把升降台平稳地安放在水平地面上，调整升降台使台面保持水平；
- 把验光机轻放于升降台上，调整减震脚使仪器保持水平，4 个脚均衡受

力；


- 松开 3 组固定螺钉，使仪器能上下、左右、前后平稳移动；
- 把验光机的电源线联接到升降台的电源插座上；
- 把升降台的电源线联接到有接地线的交流电源(110~220 伏)插座上；
- 把升降台上的 232 接口线插到验光机的 232 插座上，并旋紧接口线螺丝。

注 1：若用 232 接口联接（牛眼）电动综合验光机，需根据牛眼的要求，在菜单中需要设置：**A 数据输出方式(RESET & RS232 MENU)**；**B 数据显示精度(SHOW PRECISION MENU)**；**C 串行传输波特率 (BAUD RATE MENU)**。

注 2：232 接口是选配功能，通用机型不配置该功能，若您需要请购买验光机时与销售商提出。若购买后再增加这项功能，需把仪器发回工厂改造升级。

调试

- 扳动手柄，主机应能在底座上平稳而灵活地左右移动；旋转手柄主机头能上下移动；
- 打开电源开关，电源指示灯亮，屏幕开始显示；
- 将标准眼放于颌托上，并用塑料钉固定；或让被验人坐好；
- 调节颌托升降旋钮，使标准眼或被验人的瞳孔高度大致与测量窗一致；
- 左右扳动并旋转手柄，使十字标处于八个光点的中心；
- 前后扳动手柄，使八个光点聚焦最清楚；



使八个光点最亮最小


使八个光点对准十字标

- 按一下测量按钮，稍等片刻，测量结果会显示在屏幕上，当 $VD=12\text{mm}$ 时，结果应与标准眼一致；
- 按“PRINT 打印”键。应打印出测量结果；
- 按“RESET 复位”键，（之前已测的数据全部清除）再转入工作界面；
- 如果上述测量结果与标准眼一致(有 $\pm 0.25D$ 的偏差仍属正常), 并且各个功能键都正常工作，说明本仪器可以进行正常测量。

注意：太阳光或强光直射仪器测量窗，将产生测量误差。


4. 验光

- 打开电源开关，电源指示灯亮，屏幕开始显示；
- 测量新患者之前应按“RESTE 复位”键使仪器复位；
- 调整升降台桌面的高度，使被验人舒适地坐在椅子上；
- 让被验人把下颌放在颌托上，前额靠紧额靠；



- 调节颌托调节手轮，使患者的眼睛大致与测量窗对准；

- 扳动并转动手柄，使十字标处于八个光点的中心，使瞳孔环聚焦最清楚；
- 按一下测量按钮，稍等片刻，测量结果会显示在显示屏幕上；（当左、右两眼都测量完毕后，瞳距 PD 值也将显示在屏幕上。每只眼睛一般应该测量 3 次，测量结果更可靠。）
- 若要精确测量瞳距，可在两眼测量完成后，重新对准一个眼瞳，按一下 PD 键，再平移到另一个眼，对准瞳孔再按一下 PD 键，精确的瞳距就显示出来了（此功能可以单独使用测量瞳距）；
- 按“PRINT 打印”，打印测量结果。



- 注意：1. 太阳光或强光直射仪器测量窗，将产生测量误差；
2. 每只眼睛测量次数应不少于 3 次；
3. 若怀疑仪器测量结果，可用标准眼检验仪器。

测量时屏幕的提示

“ERROR” —患者眨眼睛或眼睛移动后，屏幕会显示这个信息；

- 没有眼睛或没有对准时，会显示这个信息；
- 眼睛瞳孔小于 2.0mm，会显示这个信息；
- 眼底图像信号太弱，也会显示这个信息。

“SPH OVER” —表示受验眼的屈光不正程度过大。

5. 技术指标

测量范围

	测量范围	分度	误差
球镜(S)	-20~+20D (VD=12)	0.125D 或 0.25D	-10D~+10D: $\pm 0.25D$ -20D~<-10D: $\pm 0.5D$ +20D~>+10D: $\pm 0.5D$
柱镜(C)	-8~+8D	0.125D 或 0.25D	
光轴(AX)	0~180°	1°	
瞳距(PD)	45~85mm	1mm	

- 顶点距(VD): 0mm, 12mm, 13.75mm
- 可测量的最小瞳孔直径: 2.5mm
- 监视屏幕: 7 吋 16:9 彩色液晶显示器
- 云雾图: 随动云雾图
- 眼睛对准方法: 瞳孔光点
- 打印机: 热敏打印
- 电源: 110-220V $\pm 10\%$, 50/60HZ, 70VA
- 工作环境温度: +5℃~+35℃

- 尺寸： 480(L)260(W)470(H)mm
- 净重： 16kg(不包括升降台)

6. 安全事项与仪器维护

注意事项

- 电源为交流电，电压范围在 110-220V 之间。
- 勿将重物放置在仪器上，以免造成机壳损坏。
- 若长时间停止使用，应关断电源开关。
- 保持仪器及周围空气干净。
- 严禁在太阳下爆晒。
- 移动仪器时应小心轻放。
- 请勿用化学试剂擦拭机壳表面。
- 不经厂方同意请勿打开机壳。

维护

- 若有灰尘落在测量窗上，请用镜布轻轻擦掉或洗耳球吹净。
- 若测量窗上有指纹或油脂，请用干净镜布或镜头纸轻轻擦拭。
- 仪器外表脏后，先切断电源，用干净湿布或肥皂水擦洗。禁用汽油、溶剂或化学药水擦洗。

检修

电源指示灯不亮。	(1)插座是否有电 (2)电源线是否接触良好 (3)是否打开电源开关 (4)保险丝是否熔断
电源接通后保险丝立即熔断。	检查市电是否在 110~220V 范围
测量标准眼时误差大。	标准眼安装不正；测量窗有污染； 标准眼玻璃表面是否脏
散光测量值偏大。	眼睛是否斜视
测量结果总显示 “ERROR”	是否眨眼睛或眼球移动 是否对准瞳孔 眼是否有病变 瞳孔直径是否小于 2.5mm
主机与底座之间滑动有问题	主机与底座是否对正； 主机与底座间接触部分太脏
缺纸（红灯亮）	更换热敏打印纸
若上述问题无法解决，或有新现象，请与销售商或厂方联系	

7. 标准眼的安装

标准眼：用于检测验光机是否正常。（为防止标准眼掉落，须用固定钉将它固定在颌托上）


注：标准眼为选购件，本机不配备。




8. 安装打印纸

指示灯：亮红灯缺纸；亮绿灯正常

按下打印盖板上的 PUSH



- 按下打印盖板上的 PUSH 弹钮，取走打印机盖；
- 装上新纸卷，感光面朝里；
- 取下压纸辊轮；
- 把打印纸端头用压辊轮压住，从上方伸出；
- 装上压纸辊轮；
- 把纸角插入打印机盖的出纸口；
- 把打印机盖推回原处。




注：另一种装纸方法：把打印纸端头塞进进纸口，当绿灯亮时，按 **PRINT** 键，纸就会从出纸口出来。

9. 功能菜单与设置

按住 PD 键不要松开， 3 秒钟后功能菜单即显示， 如图：

显示功能菜单后， 按一下 VD 键光标上移一位， 按一下 PD 键光标下移一位， 按一下 PRINT 键选中记忆， 选中退出设置菜单按一下 PRINT 键退出。



1. 顶点距 (VD MENU)

顶点距(VD)有 3 种方案：

- 1、 VD=0 为配隐型接触镜时使用；
- 2、 VD=12 为亚洲黄种人及小鼻梁的人时使用；
- 3、 VD=13. 75 为欧美白种人及高鼻梁的人时使用；

注：该项设定为开机时的默认值，验光时可以按 VD 键随时切换。

2. 测量步长

- 1、 0.12D
- 2、 0.25D

注：该项设定为验光前设定，使用过程中设定，会把当前的验光数据清除。

3. 数据输出模式设定 (PRINT & RS232 MENU)

- 1、 PRINT ONLY 只打印；
- 2、 RS232 ONLY 只传送串口；
- 3、 PRINT AND RS232 先打印后传送串口。

注：该项设定为验光前设定，使用过程中设定，会把当前的验光数据清除。

4. RS232 串行传输波特率 (BAUD RATE MENU)

根据外部设备的要求，对串口传输波特率设定。

注：该项设定为验光前设定，使用过程中设定，会把当前的验光数据清除。

5. 时间和日期设定 (DATE & TIME MENU)

用与调较时间和日期。

注：该项设定为验光前设定，使用过程中设定，会把当前的验光数据清除。

6. 中英文设置

注：该项设定为验光前设定，使用过程中设定，会把当前的验光数据清除。

7. 屏幕保护 (SCREEN PROTECT MENU)


屏幕保护的时间从停止操作开始记时，只要按一下 RESET 键，仪器则立即

退出屏幕保护，进入待测界面。

注：该项设定为验光前设定，使用过程中设定，会把当前的验光数据清除。

8. 界面设置(INTERFACE)

图标有三种：



1 号图标

2 号图标

3 号图标

界面文字显示有 2 种，1 英文显示，2 中文显示

总计可有 6 种显示界面组合供用户选择。

注：该项设定为验光前设定，使用过程中设定，会把当前的验光数据清除。

10. RS232 口的配接

RS232 口，是主机与其它设备联机的接口，它是一个非标准的串行口，口内只引出了 3 条线，分别是：TXD、RXD、GND。用户使用时请注意。


1、数据发送

在使用 RT-8000 验光机测量完成后，按 PRINT 键,执行打印.在打印结束后，数据通过串口(TXD)发送出去，发送的

数据和打印结果完全一致。（也可以设置成：按 PRINT 键直接传送数据。）

2、数据接收

若牛眼或其它设备有数据输出功能，可把牛眼检验的验光数据用本台仪器的



打印机打印输出。数据通过串口(RXD) 输入。

3、数据格式

RT-8000 发送的数据格式为:10 位构成一串行帧。 即 1 位起始位(0)，8 位数据位(低位在先)，1 位停止位(1)。该模式下 TXD 用来发送数据。8 位数据位为 ASCII 码的十六进制格式。

4、数据个数

每次均发送 345 个数据。


5、RS232 口设置

按住 PD 键不要松开，3 秒钟后进入功能菜单，即可设置。参见：第 10 章（功能菜单与设置）

注：232 接口是选配功能，通用机型不配置该功能，若您需要请购买验光机时与销售商提出。若购买后再增加这项功能，需把仪器发回工厂改造升级。

11. 亮度、对比度调整

按住测量键再打开电源开关，开机后后进入亮度、对比度调整功能菜单，即可按菜单提示设置。



单位名称：上海彦科仪器有限公司
地址：上海市宝山区真陈路 1398 弄 42 号
电话：021-61425393，021-61425417
传真号：021-61425393
邮编：200444
Hppt://www.shyk.cn
Email:jgx@shyk.cn